

Система для электрофореза белков Helena Laboratories SAS-3/4

РЗН 2015/3394

электрофорез, загрузка 60 / 100 образцов

Helena Laboratories, Великобритания



Характеристики

Методика	электрофорез
Загрузка	60 / 100 образцов
Реагенты и расходные материалы	- расходные материалы - тест-системы, антисыворотки, контроли к системам для электрофореза белков SAS 3/4

Дополнительные характеристики

- твердый носитель, возможность архива материальных данных;
- использование целого ряда красителей и реагентов позволяет проводить широкий спектр исследований;
- возможность работы с сывороткой и плазмой крови, мочой, цереброспинальной жидкостью без предварительной пробоподготовки;
- автоматическое концентрирование мочи;
- высокая чувствительность метода благодаря уникальной системе нанесения образца;
- полное отсутствие адсорбции белков на поверхности аппликатора;
- отсутствие жидких буферов – буферные блоки интегрированы в гель;
- непосредственный контакт электрода с буферным блоком;
- возможность одновременно наносить на гель различный биологический материал;
- детекция результатов как вручную, так и при помощи сканера;
- русифицированная программа обработки данных;
- единственный метод безаппеляционной диагностики рассеянного склероза;
- исследование липидного профиля пациента;
- возможность одновременной постановки анализа сыворотки и мочи;
- четкий клинический контроль;
- гели различных форматов: адаптация под нужды и бюджет.