

Александритовый лазер DEKA MOTUS AX

ФСЗ 2012/13541

лазер, александритовый, длина волны 755 нм, частота 1 - 10 Гц, мощность лазера 62 Вт, длительность импульсов от 2 до 50 мкс (одиночный импульс) / от 4 до 80 мкс (спаренный импульс)

DEKA M.E.L.A. S.r.l., Италия



Характеристики

Вид	лазер
Тип лазера	александритовый
Применение	эпиляция / удаление пигментных пятен
Длина волны	755 нм
Частота	1 - 10 Гц
Мощность лазера	62 Вт
Пиковая мощность	62 Вт
Плотность энергии	160 Дж/см²
Энергия импульса	31 Дж
Длительность импульсов	от 2 до 50 мкс (одиночный импульс) / от 4 до 80 мкс (спаренный импульс)
Направляющий луч	зеленый диодный лазер 532 нм 4 мВт
Контроль тока	кнопочный или ножной переключатель
Область сканирования	10×10 мм
Размеры пятен	5 мм / 7 мм / 10 мм / 12 мм / 14 мм / 15 мм / 16 мм / 18 мм / 20 мм
Размер	950×510×830 мм
Вес	90 кг

Описание

Первый в мире **высокоскоростной александритовый лазер MOTUS AX**, который работает по новейшей запатентованной технологии в движении - MOVEO! Компания DEKA усовершенствовала традиционную

процедуру александритовой лазерной эпиляции. Процедура по технологии MOVEO проста в эксплуатации, обработка выбранной зоны осуществляется равномерными движениями по определенной схеме, быстро удаляя нежелательные волосы. Благодаря 20 мм сапфировому наконечнику и частоте следования импульсов в 10 Гц участок кожи 10х10 см обрабатывается от 10 до 25 сек. Сапфировый наконечник MOVEO имеет встроенную контактную систему охлаждения кожи. Максимальная комфортность процедур пациента достигается охлаждением наконечника до 15°C.

Область применения:

- лазерная эпиляция по всем фототипам кожи с любым цветом волос;
- лазерное удаление пигментных новообразований.