

Масс-спектрометр Vitek MS

ФСЗ 2012/12091

идентификация, MALDI-TOF масс-спектрометрия, 182 тестов, пробы 1 мкл

BioMerieux, Франция



Характеристики

Назначение	идентификация
Метод измерения	MALDI-TOF масс-спектрометрия
Параметры исследования	идентификация микроорганизмов из чистой культуры
Производительность	182 тестов
Объем пробы	1 мкл

Описание

Ключевые параметры: до 182 тестов одновременно, идентификация в течение 1 минуты, самая низкая стоимость исследования, объем тестируемой клеточной культуры - 1 мкл.

Масс-спектрометр Vitek MS применяется для быстрой идентификации микроорганизмов из чистой культуры в течение 1-2 минут. Вторым непревзойденным преимуществом является стоимость за одно исследование. Большая база данных микроорганизмов позволяет работать как в клинике, так и в ветеринарии. Дополнительно имеется возможность создавать свою пользовательскую базу данных, что широко применяется в научных исследованиях.