

Инжектор MEDRAD Mark 7 Arterion

РЗН 2018/7190

ангиография, объем 1-150 мл (шаг 1 мл), скорость введения 0.1-45.0 мл/с (фиксированная) / 0.1-59.9 мл/мин (переменная)

Bayer Medical Care, Inc., США



Характеристики

Назначение	ангиография
Объем	1-150 мл (шаг 1 мл)
Скорость	0.1-45.0 мл/с (фиксированная) / 0.1-59.9 мл/мин (переменная)

Описание

Простой и понятный пользовательский интерфейс укажет вам на важные настройки, и подчеркнет информацию, которая будет необходима для проведения процедур, в безопасном для пациента, режиме. Уникальная система передней заправки упростит процесс установки и разбора инжектора. Меньшая площадь подставки, лёгкая головка и гибкая соединяющая рука позволят свободно и быстро перемещать аппарат в пределах больницы.