

Инжектор для КТ MEDRAD Stellant D

РЗН 2014/1499

КТ, объем 1-200 мл (шак 1 мл), скорость введения
0.01-10 мл/с

Bayer Medical Care, Inc., США



Характеристики

Назначение	КТ
Объем	1-200 мл (шак 1 мл)
Скорость	0.01-10 мл/с

Описание

Инжектор для КТ MEDRAD Stellant D – инъекционная система для введении контраста при проведении КТ. Представляет собой специализированный инжектор, оснащенный двумя головками для подачи контрастного вещества и физиологического раствора.

- Автоматическое сцепление поршня со шприц-колбой.
- Автоматическое выдвижение и втягивание плунжера при подсоединении и отсоединении шприц-колбы.
- Автоматическое заполнение и промывка.
- Хранение в памяти и возможность вызова до 32 протоколов.
- Многофазное программирование (и запатентованная программная характеристика Hold/Pause (временного сохранения/приостановки)).
- Встроенная функция пробной инъекции физраствора.
- Программируемый предел давления.