

Инжектор для МРТ MEDRAD Spectris Solaris EP

РЗН 2015/3472

МРТ, скорость введения 0.01-10 мл/с
(программируемая)

Bayer Medical Care, Inc., США



Характеристики

Назначение	МРТ
Скорость	0.01-10 мл/с (программируемая)

Описание

Оборудование предназначено для использования при любой величине индукции магнитного поля сканера МРТ до 3,0 Тл включительно. Шесть программируемых пользователем фаз работы обеспечивают еще большую гибкость. Конструкция катетеров низкого давления предотвращает появление мертвых зон в Т-образном коннекторе, где может происходить потеря контрастного вещества. Конструкция прозрачного цилиндра с формованными отметками FluidDots позволяет определить наличие воздуха в шприц-колбе.