

Система для измерения центрального венозного давления (ЦВД) Medifix® B.Braun

ФСЗ 2007/00005

измерительная шкала, в упаковке 10 шт.

B.Braun Melsungen AG, Германия



Характеристики

Вид	измерительная шкала
Материал	металл
Количество в упаковке	10 шт.

Дополнительные характеристики

Устройство для измерения центрального венозного давления, тип МЕДИФИКС измерительная шкала, градуировка от +35 до 15 см H₂O.

Медификс измерительная система с инфузионной системой Интрафикс или без нее, трехходовой кран Дискофикс, бактериоустойчивая вентиляция измерительной трубки, герметичное винтовое соединение.

Медификс измерительная шкала:

- градуировка от + 35 до – 15 см H₂O
- четкая визуализация уровня благодаря эффекту увеличения
- двухсторонний нулевой указатель
- ударопрочная пластмасса
- многократное использование
- два универсальных фиксирующих зажима