

Система для подъема и перемещения пациентов Орторент ПРМ-02

РЗН 2022/17873

стационарное оборудование

Орторент ООО, Россия



Характеристики

Оборудование	стационарное
Максимальный вес пациента	275 кг
Показания к применению	- реабилитация после инсультов; - операции на позвоночнике и конечностях; - рассеянный склероз; - травмы головного и спинного мозга; - церебральный паралич; - частичное повреждение спинного мозга; - неврологические расстройства; - протезирование тазобедренного и коленного суставов/ ПКС; - спортивные травмы; - пациенты ортопедического и гериатрического профиля или нуждающиеся в чувстве безопасности.

Описание

Динамическая рельсовая система Орторент ПРМ-02 – предназначена для обеспечения безопасности и поддержки пациента при ходьбе, для повышения мобильности и поддержания равновесия. Система способствует ускоренному восстановлению, минимизирует риски для пациентов и врачей, делает пациентов более независимыми.

Орторент ПРМ-02 - усовершенствованная рельсовая модель со встроенными весами для контролируемой компенсации веса тела пациента. Такой вариант компенсации веса обеспечивает уникальный, индивидуальный процесс реабилитации, значительно облегчая процесс выполнения физических упражнений, в числе которых пробежка и ходьба с препятствиями, а также дает значимую поддержку в стабилизации балансировки больного.

Система способствует восстановлению навыков естественной ходьбы, что редко обеспечивается механизированными аппаратами. Возросшая мобильность и чувство безопасности являются мотивирующими факторами для пациента, делая процесс реабилитации более эффективным.

Преимущества модели «ПРМ-02»:

- контролируемая компенсации веса;

- широкий спектр комбинирования: с беговыми дорожками, степперами, велотренажерами;
- обеспечение вращения на 360° в обе стороны, позволяя пациенту тренировать ходьбу в стороны и назад;
- создание индивидуальных программ реабилитации как самой высокой интенсивности, так и максимально щадящего уровня;
- позволяет пациенту в максимально ранние сроки начать самостоятельную работу над восстановлением походки и повседневной активности;
- исключение рисков травм и перенапряжения для пациента в случае неудач во время тренировок;
- постепенное повышение выносливости пациента до максимально возможного уровня;
- возможность дооснащения системы дугообразным рельсом;
- компактный привлекательный дизайн;
- 3 размера жилетов в комплекте.

Дополнительно комбинируется с:

- беговая дорожка, модель Стандарт;
- беговая дорожка, модель Детская;
- беговая дорожка, модель Академика Лядова;
- кинематическая система имитации шага Орторент С++;
- параллельные брусья Орторент Carmina;
- Орторент Carmina, модель Брусья-лестница.