

Лазерный аппарат DEKA Synhro REPLA:Y One 0.7

ФСЗ 2012/13541

лазер, александритовый, длина волны 755 нм, частота 1 - 2 Гц, IPL , мощность лазера 72.4 Вт, длительность импульсов от 2 до 50 мс (моноимпульс) / от 4 до 80 мс (раздельный импульс)

DEKA M.E.L.A. S.r.l., Италия



Характеристики

Вид	лазер
Тип лазера	александритовый
Применение	эпиляция / коррекция постакне / коррекция рубцов / коррекция растяжек (стрий) / удаление новообразований / удаление пигментных пятен / удаление сосудистых звездочек
Длина волны	755 нм
Частота	1 - 2 Гц
Технология воздействия	IPL
Мощность лазера	72.4 Вт
Плотность энергии	55 Дж/см²
Энергия импульса	36.2 Дж
Длительность импульсов	от 2 до 50 мс (моноимпульс) / от 4 до 80 мс (раздельный импульс)
Общая длина импульса	от 2 до 376 мс
Область сканирования	15×15 мм
Размеры пятен	5 - 16 мм
Дисплей	цветной ЖК
Насадки	Да
Размер	1200×490×1000 мм
Вес	150 кг

Описание

Новейшая лазерная система DEKA Synhro REPLA:Y One 0.7, объединяющая самые современные и эффективные методики в одном аппарате: александритовый лазер (Alex), неодимовый лазер (Nd:YAG), а также IPL насадку для фотоэпиляции и фотоомоложения.

Область применения:

- лазерная эпиляция по всем фототипам кожи с любым цветом волос;
- лазерное удаление сосудистых патологий на любом участке лица и тела;
- лазерное неабляционное омоложение;
- неодимовый лазерный лифтинг;
- лазерная терапия акне;
- лазерная коррекция эстетических дефектов постакне;
- лазерное удаление пигментных новообразований;
- лазерная коррекция рубцов, растяжек, стрий;
- фотоэпиляция;
- фотоомоложение;
- удаление пигмента на фотосистеме.