

Лазерный аппарат DEKA Synhro REPLA:Y One 1.7

ФСЗ 2012/13541

лазер, александритовый / неодимовый, длина волны 755 нм, частота 0.3 - 10 / 1 - 2 Гц, IPL , длительность импульсов александритовый модуль от 2 до 50 мс (моноимпульс) / от 4 до 80 мкс (раздельный импульс) / неодимовый от 0.6 до 10 мс (высокопиковый режим High Peak) / от 2 до 50 мс (стандартный режим)

DEKA M.E.L.A. S.r.l., Италия



Характеристики

Вид	лазер
Тип лазера	александритовый / неодимовый
Применение	эпиляция / улучшение тонуса и текстуры кожи / терапия акне / лечение грибка ног и ногтей / удаление сосудистых звездочек
Длина волны	755 нм
Частота	0.3 - 10 / 1 - 2 Гц
Технология воздействия	IPL
Плотность энергии	александритовый модуль - 55 Дж/см², неодимовый - 700 Дж/см²
Энергия импульса	36.2 / 61 Дж
Количество импульсов	александритовый модуль - 1 или 2 шт. / неодимовый - до 3 шт.
Длительность импульсов	александритовый модуль от 2 до 50 мс (моноимпульс) / от 4 до 80 мкс (раздельный импульс) / неодимовый от 0.6 до 10 мс (высокопиковый режим High Peak) / от 2 до 50 мс (стандартный режим)
Общая длина импульса	александритовый модуль от 2 до 376 мс / неодимовый от 0.6 до 260 мс (высокопиковый режим High Peak) / от 2 - 300 мс
Интервал между импульсами	от 10 до 125 мс
Область сканирования	15×15 мм

Размеры пятен	александритовый модуль - 5 - 16 мм, неодимовый - 2.5 - 20 мм
Дисплей	цветной ЖК
Размер	1200×490×1000 мм
Вес	150 кг

Описание

Новейшая лазерная система DEKA Synhro REPLA:Y One 1.7, объединяющая самые современные и эффективные методики в одном аппарате: александритовый лазер (Alex), неодимовый лазер (Nd:YAG), а также IPL насадку для фотоэпиляции и фотоомоложения.

Область применения:

- лазерная эпиляция по всем фототипам кожи с любым цветом волос;
- лазерное удаление сосудистых патологий на любом участке лица и тела;
- лазерное неабляционное омоложение;
- неодимовый лазерный лифтинг;
- лазерная терапия акне;
- лазерная коррекция эстетических дефектов постакне;
- лазерное удаление пигментных новообразований;
- лазерная коррекция рубцов, растяжек, стрий;
- фотоэпиляция;
- фотоомоложение;
- устранение пигмента на фотосистеме.