

Дренажная система Redax Drentech Compact

ФСЗ 2011/11376

кардио- и торакальная хирургия, ёмкость 2100 мл

Redax S.p.A., Италия



Характеристики

Область применения	кардио- и торакальная хирургия
Ёмкость	2100 мл

Описание

Дренажная система Redax Drentech Compact – универсальная дренажная система с водным манометром для дренирования грудной клетки.

Особенности

- Уровень вакуума от -5 до -25 см вод.ст.
- Автоматическое регулирование уровня вакуума
- Встроенный градуированный опечатывающий клапан
- Водяная камера для отслеживания утечки воздуха и предотвращения его обратного тока
- Порт для забора проб дренажного отделяемого из сборной камеры с силиконовой крышкой
- Встроенная ручка позволяет крепить систему на стойке и на кровати пациента
- Не содержит латекса и ПВХ
- В состав системы входит отдельный комплект трубок, подключаемый по системе «lock in»

3 камеры (4 в Drentech Double)

1 – накопительная камера с суммарным объемом 2100 мл, с детальной градуировкой каждые 10 мл до уровня 200 мл (в Drentech Compact Double представлена двумя камерами);

2 – камера контроля аспирации, позволяет регулировать отрицательное давление с помощью высоты уровня воды от -5 до -25 см вод.ст.;

3 – камера подводного замка для детекции утечки воздуха.

Модификации:

- кат. номер 10105: Drentech Compact;
- кат. номер 10107PX: Drentech Compact с переходником типа-Y;
- кат. номер 10130: Drentech Compact с переходником для педиатрии;
- кат. номер 10102: Drentech Compact Double (с двумя трубками пациента);

Упаковка: 4 шт. в коробке.

Принадлежности: каталог коннекторов.