

Дренажная система Eurosets ORTHO P.A.S.

РЗН 2016/3952

ортопедия и травматология, ёмкость 700 мл, сборный мешок 750 мл, с возможностью реинфузии

Eurosets s.r.l., Италия



Характеристики

Область применения	ортопедия и травматология
Ёмкость	700 мл
Сборный мешок	750 мл
Аутогемотрансфузия	Да

Описание

Дренажная ортопедическая система Eurosets ORTHO P.A.S. – это стерильная, закрытая система, состоящая из набора для сбора дренированной крови (общий объем 700 мл) и многоразового вакуумного генератора с аккумулятором.

Использование вакуумной аспирации крови улучшает гемостаз и сводит к минимуму риск образования гематомы. Вакуумный генератор производит аспирацию с предварительно установленным значением от -10 до -95 см водного столба. Система послеоперационного дренирования крови подключается к дренажу с соблюдением полной стерильности. Дренированная кровь фильтруется через два фильтра: 120 мкм и 40, что обеспечивает эффективное удаление микросгустков и микроагрегатов, предотвращая легочную эмболию.

Преимущества

- Предотвращает возможные инфекционные и иммунологические осложнения, аллергические реакции
- Высокая эффективность фильтрации
- Простота в использовании
- Экономическая рентабельность
- Полная защита пользователя и сохранение стерильности крови в случае опрокидывания или падения устройства

Технические характеристики:

- диапазон регулируемого отрицательного давления от -10 до -95 см водного столба;
- объем резервуара для сбора дренированной крови 750 мл.;
- размер макрофильтра 120 мкм;
- размер микрофильтра 40 мкм;

- возможность работы от сети или аккумулятора.