

Аппарат экстракорпоральной магнитной стимуляции Авантрон

РЗН 2014/1900

стационарный, низкочастотный, режим импульсный,
форма импульса двухполярная, 1-50 Гц, 500±100 мТл

НПФ Реабилитационные технологии ООО, Россия



Характеристики

Вид	стационарный
Тип	низкочастотный
Режим магнитного поля	импульсный
Форма импульса	двухполярная
Частота импульсов	1-50 Гц
Магнитная индукция	500±100 мТл
Размер	900×1010×770 мм
Вес	45 кг

Описание

АВАНТРОН - аппарат экстракорпоральной магнитной стимуляции.

Лечение на аппарате АВАНТРОН - это высокоэффективный неинвазивный метод **лечения** целого ряда **заболеваний органов малого таза** у мужчин и женщин.

При магнитной стимуляции происходит сокращение мышц тазового дна, толстой кишки, влагалища, матки, мочевого пузыря, предстательной железы с последующим расслаблением. При лечении происходит тренировка мышц, улучшение микроциркуляции и нормализация ритмических (сложно координированных) процессов.

Необходимый **лечебный эффект достигается за 10-15 сеансов** такой терапии, каждый из которых занимает до 20 минут.

Время непрерывной работы: 8 часов в режиме 60 мин / 20 мин перерыв, отключение после нагрева >+39° С.

Настраиваемый диапазон интенсивности: 0-0.5 Тл.

Интенсивность на поверхности аппликатора: до 0.5 Тл.

Применение:

- эректильная дисфункция, нарушение эякуляции;
- женские сексуальные дисфункции, аноргазмия;
- воспалительные заболевания органов малого таза;

- недержание мочи;
- фекальное недержание;
- запоры;
- недержание после радикальной простатэктомии;
- гинекологические заболевания;
- детский энурез;
- хронический простатит;
- хроническая тазовая боль;
- послеоперационная реабилитация.

Габариты:

- терапевтического кресла: 900×1010×770 мм (45 кг);
- блока управления: 985×520×550 мм (65 кг).