

Система фототерапевтическая BiliTx

ФСЗ 2011/09626

фототерапия, напольный, излучатель светодиоды,
количество источников излучения 1, 460-480 нм

Philips, США



Характеристики

Назначение	фототерапия
Тип	напольный
Материал	пластмасса
Вид излучателя	светодиоды
Количество источников излучения	1
Таймер	Да
Длина волн	460-480 нм
Интенсивность излучения	0.09-0.1 Вт
Расстояние	150-600 мм
Вес	1.13 кг
Размер	161-74 мм

Комплектация

- BiliTx (базовый блок) - 1 шт.
- сумка с наплечным ремнем для переноски аппарата BiliTx - 1 шт.
- адаптер для крепления аппарата BiliTx на кронштейне - 1 шт.
- крепежная стойка в сборе с С-образным зажимом - 1 шт.
- кронштейн для крепления аппарата - 1 шт.
- контейнер для переноски фототерапевтического аппарата BiliTx - 1 шт.
- стандартная фиброоптическая панель - 1 шт.
- одноразовые чехлы для стандартной панели - 50 шт./уп.
- световодная пластина для новорожденных - 1 шт.
- одноразовые чехлы для панели для новорожденных - 100 шт./уп.
- шнур питания трехжильный (евростандарт) - 1 шт.