

Система фототерапии для новорожденных neoBLUE cozy

ФСЗ 2011/08863

фототерапия, настольный, излучатель светодиоды,
количество источников излучения 1, 400-550 нм

Natus Medical Inc., США



Характеристики

Назначение	фототерапия
Тип	настольный
Материал	пластмасса
Вид излучателя	светодиоды
Количество источников излучения	1
Таймер	Да
Рабочая частота	50 Гц
Время непрерывной работы	40 ч
Длина волн	400-550 нм
Интенсивность излучения	0.3-0.35 Вт
Вес	5 кг
Размер	305×648×102 мм