

Система фототерапии для новорожденных neoBLUE LED

ФСЗ 2011/08863

фототерапия, напольный, излучатель инфракрасный /  
светодиоды, 450-470 нм

Natus Medical Inc., США



Характеристики

|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Назначение                          | фототерапия               |
| Тип                                 | напольный                 |
| Вид излучателя                      | инфракрасный / светодиоды |
| Таймер                              | Да                        |
| Регулировка угла наклона облучателя | Да                        |
| Рабочая частота                     | 47-63 Гц                  |
| Длина волн                          | 450-470 нм                |
| Интенсивность излучения             | 0.015 - 0.035 Вт          |
| Средний срок службы ламп            | 50000 ч                   |
| Вес                                 | 18.5 кг                   |
| Размер                              | до 1830 мм                |