

Система фототерапии для новорожденных neoBLUE mini

ФСЗ 2011/08863

фототерапия, напольный, излучатель светодиоды, 450-470 нм

Natus Medical Inc., США



Характеристики

Назначение	фототерапия
Тип	напольный
Вид излучателя	светодиоды
Таймер	Да
Рабочая частота	47-63 Гц
Длина волн	450-470 нм
Интенсивность излучения	0.03 - 0.035 Вт
Расстояние	300 мм
Вес	2.7 кг
Размер	195×140×50-810 мм