

Система фототерапии фиброоптическая неонатальная
Билифлекс

РЗН 2017/5461

фототерапия, настольный, 420 - 510 нм

Уральский оптико-механический завод (УОМЗ) ПО АО,
Россия



Характеристики

Назначение	фототерапия
Тип	настольный
Материал	пластмасса
Таймер	Да
Система сигнализации	Да
Рабочая частота	50 Гц
Время непрерывной работы	72 ч
Длина волн	420 - 510 нм
Интенсивность излучения	0.6 - 2.7 Вт
Комплектация	- блок управления - 1 шт. - полотно с разъемом - 1 шт. - кронштейн - 1 шт. - кабель питания - 1 шт. - чехол - 10 шт. - матрасик фиброоптический - 1 шт.