

Система фототерапии LED CFL 101

ФСЗ 2012/13410

фототерапия, напольный, излучатель светодиода,
количество источников излучения 1, 450-460 нм

Phoenix Medical, Индия



Характеристики

Назначение	фототерапия
Тип	напольный
Материал	металл / пластмасса
Вид излучателя	светодиоды
Количество источников излучения	1
Таймер	Да
Система сигнализации	Да
Наличие автоматического отключения	Да
Механизм регулировки по высоте	Да
Регулировка угла наклона облучателя	Да
Длина волн	450-460 нм
Расстояние	450 мм
Размер	1240-1730 мм