

Глюкометр Abbott FreeStyle Optium

ФСЗ 2012/13308

глюкометр, концентрация глюкозы 1.1-27.8 ммоль/л,
время измерения 5 сек, гематокрит 30-60 %, ланцет,
память, тест-полоска

Abbott Diabetes Care Ltd., Великобритания



Характеристики

Вид	глюкометр
Концентрация глюкозы	1.1-27.8 ммоль/л
Время измерения	5 сек
Калибровка результатов	по плазме
Гематокрит	30-60 %
Ланцет	Да
Память	Да
Тест-полоска	Да
Размер	7.47×5.33×4.32 мм
Вес	0.042 кг