

Лазерный аппарат DEKA SmartXide

ФСЗ 2008/01899

лазер, CO2 углекислотный, длина волны 10600 нм,
частота 5 - 100 Гц, мощность лазера 6 / 6 - 30 Вт,
мощность радиочастоты - Вт, длительность импульсов
от 0.2 до 80 мс

DEKA M.E.L.A. S.r.l., Италия



Характеристики

Вид	лазер
Тип лазера	CO2 углекислотный
Применение	коррекция морщин / улучшение тонуса и текстуры кожи / коррекция рубцов / коррекция растяжек (стрий) / удаление новообразований / удаление пигментных пятен
Длина волны	10600 нм
Частота	5 - 100 Гц
Мощность лазера	6 / 6 - 30 Вт
Диаметр МТЗ	120 мкм
Пиковая мощность	320 Вт
Мощность радиочастоты	- Вт
Длительность импульсов	от 0.2 до 80 мс
Область сканирования	15×15 мм
Дисплей	цветной ЖК
Размер	1200×480×550 мм
Вес	30 кг

Описание

Уникальная CO2 лазерная платформа SmartXide DOT с интегрированной инновационной методикой DOT Therapy® в области лазерного омоложения кожи. **SmartXide DOT - единственный CO2 лазер** способный генерировать энергию в уникальной форме импульса SmartPulse, делающим возможным повторно-последовательную эмиссию лазерного излучения импульса технологией SmartStack. Всегда превосходный

клинический результат на всех типах дермы, при различных морфологических видах старения, а так же на всех видах рубцовой деформации кожных покровов!

Область применения:

- фракционное абляционное омоложение кожи;
- устранение мелкоморщинистой сетки и крупных морщин (глубоких и мелких морщин);
- удаление новообразований (невусов, бородавок, папиллом и т.д.);
- устранение пигментных пятен;
- шлифовка рубцов и шрамов в 2-х режимах (фракционном и сплошном);
- возможность проведения сплошной лазерной шлифовки;
- коррекция растяжек;
- восстановление тургора и эластичности кожи.