

Инфузионная система KDM

ФСЗ 2011/11287

инфузионная система, гравитационная, шип
пластиковый

KD Medical GmbH Hospital Products, Германия



Характеристики

Тип	инфузионная система
Инфузия	гравитационная
Шип	пластиковый

Дополнительные характеристики

Инфузионная система KDM предназначены для вливания жидких препаратов и растворов с пластиковой иглой и иглой 21G (0.8×40 мм).

Состав системы КДМ:

- устройство прокалывания крышки с встроенным воздушным клапаном и воздушным фильтром
- прозрачная камера
- длинная гибкая трубка с точным регулятором течения из латекса, позволяющая делать дополнительные инъекции во время вливания

В упаковке: 25 шт.