

Инфузионная система ФреБор ПР-01

ФСЗ 2008/02241

инфузионная система, гравитационная, шип
пластиковый, длина 150 см, фильтр 15 мкм

ФреБор ПУП, Беларусь



Характеристики

Тип	инфузионная система
Инфузия	гравитационная
Шип	пластиковый
Длина	150 см
Фильтр	15 мкм

Дополнительные характеристики

Система инфузионная ПР-01 однократного применения с гравитационной подачей предназначена для вливания пациенту лекарственных растворов из стеклянных и полимерных емкостей.

Длина: 1510 мм

Фильтр жидкости: 15 мкм

Гидрофобный воздушный фильтр: 3 мкм

Капельная камера: 20 капель = 1.0 ± 0.1 мл дист. воды (при скорости 50 капель в минуту)

Инъекционная игла: 0.8 мм

Характеристики:

- Основные элементы системы инфузионной ПР-01 – трубка и камера капельная изготовлены из медицинского поливинилхлорида без содержания фталатов (DEHP / DOP Free).
- Конструкция полимерной иглы позволяет подключать систему как к жестким стеклянным / полимерным емкостям, так и к мягким полимерным контейнерам.
- Воздушный канал полимерной иглы оборудован гидрофобной мембраной.
- Полужесткая прозрачная капельная камера позволяет визуализировать процесс каплепадения.
- Роликовый зажим (56 мм) позволяет вводить растворы с заданной скоростью от капельного до струйного истечения.
- Муфта инъекционная предназначена для ввода дополнительных инъекций.

Состав системы ПР-01:

- капельно-фильтрующий узел – 1 шт.
- трубка – 1 шт. (возможно изготовление систем **со светонепроницаемой трубкой**)
- роликовый или барабанный регулятор скорости потока

- муфта инъекционная или Y-образный порт (при необходимости)
- коннектор «Луер-Луер» или «Луер-Лок»
- игла инъекционная с колпачком – не более 5 шт. (при необходимости)
- переходник «Луер-Рекорд» (при необходимости)
- удлинительная линия / магистраль (при необходимости)
- первичная упаковка – 1 шт.