

Инфузионная система СМД ПР 23-05

РЗН 2015/2654

инфузионная система, гравитационная, шип
пластиковый, длина 150 см, фильтр 15 мкм

СМД ООО, Россия



Характеристики

Тип	инфузионная система
Инфузия	гравитационная
Шип	пластиковый
Длина	150 см
Фильтр	15 мкм

Дополнительные характеристики

Система инфузионная ПР 23-05 применяется для переливания инфузионных растворов и заменителей крови из стеклянных флаконов и пластиковых контейнеров, а так же для вливания жидких препаратов и растворов.

Игла: 21G × 1½ (0.8×40 мм) с атравматичной заточкой.

Стерилизация: оксидом этилена

Срок годности: 5 лет

Материалы: полиэтилен, латекс, полипропилен

Стерильные, апирогенные, нетоксичные для одноразового применения.

Состав системы ПР 23-05:

- полимерная игла
- колпачок
- капельница
- фильтр
- трубка
- зажим (корпус, ролик)
- инъекционный узел
- головка с конусом
- заглушка
- фильтр воздушный