

Инфузионная система SFM с металлической иглой

ФСЗ 2009/05589

инфузионная система, гравитационная, шип
металлический, длина 150 см, фильтр 15 мкм

SFM Hospital Products GmbH, Германия



Характеристики

Тип	инфузионная система
Инфузия	гравитационная
Шип	металлический
Длина	150 см
Фильтр	15 мкм

Дополнительные характеристики

Инфузионная система SFM с металлической иглой для введения инфузионных и инъекционных растворов из стеклянных флаконов или мягких пакетов.

Состав системы:

- металлическая игла
- сепаратное устройство для вентиляции с фильтром для жидких препаратов
- гибкий шланг стандартной длины 150 см
- регулятор расхода
- прозрачная капельная камера с фильтром (20 капель = 1 ± 0.1 мл)
- латексная вставка для впрыскивания во время инфузии

Игла: 21G×1½ (0.8×40 мм)

Фильтр: 15 μм (0.015 мм)