

Инфузионная система SFM с пластиковой иглой

ФСЗ 2009/05589

инфузионная система, гравитационная, шип
пластиковый, длина 150 см, фильтр 15 мкм

SFM Hospital Products GmbH, Германия



Характеристики

Тип	инфузионная система
Инфузия	гравитационная
Шип	пластиковый
Длина	150 см
Фильтр	15 мкм

Дополнительные характеристики

Инфузионная система SFM с пластиковой иглой для введения инфузионных и инъекционных растворов из стеклянных флаконов или мягких пакетов.

Состав системы:

- игла из пластмассы с интегрированным впуском воздуха и фильтром
- гибкий шланг стандартной длины 150 см
- регулятор расхода
- прозрачная капельная камера с фильтром (20 капель = 1 ± 0.1 мл)
- латексная вставка для впрыскивания во время инфузии

Игла: 21G×1½ (0.8×40 мм)

Фильтр: 15 μm (0.015 мм)