

Система мониторинга глюкозы Medtronic iPro2 MMT-7745

ФСЗ 2011/09184

система мониторинга глюкозы, память

Medtronic MiniMed, США



Характеристики

Тип	система мониторинга глюкозы
Измерение сахара крови	каждые 5 минут в диапазоне 2.2 - 22 ммоль/л
Память	Да

Описание

Система мониторинга глюкозы iPro2 (MMT-7745) предназначена для профессионального использования в эндокринологических клиниках. Данный прибор способен измерять уровень глюкозы в интерстициальной жидкости в режиме постоянного времени. Замеры производятся каждые 5 минут и записываются в память устройства. По истечении срока действия сенсора, к которому был прикреплен трансмиттер, врач производит выгрузку информации на персональный компьютер. Эти данные дают возможность ретроспективно проанализировать график гликемии на протяжении нескольких дней, выявить ошибки в инсулинотерапии и другие закономерности. Все это расширяет возможности врача в оказании полноценной консультации и помощи в инсулинотерапии пациентам. Вся информация о сахаре крови хранится в памяти устройства и может быть изучена только после его снятия, а не в режиме онлайн, как это делается у помп MMT-722 и MMT-754. Пациент во время ношения прибора должен записывать в дневнике даты приема пищи, инъекций инсулина и других особенностей образа жизни, например, спортивные тренировки. Врач просто устанавливает устройство и человек ходит с ним в течении 6 дней, фиксируя данные о еде и уколах инсулина. Потом прибор снимается и на компьютере с помощью программы CareLink iPro создаются отчеты.