

Аппарат ИВЛ Mindray SV600

РЗН 2020/9939

стационарный, для новорожденных / для детей / для взрослых, тип вентиляции вспомогательная / принудительная, турбинный привод

Mindray Bio-Medical Electronics, Китай



Характеристики

Тип аппарата	стационарный
Возраст пациента	для новорожденных / для детей / для взрослых
Тип вентиляции	вспомогательная / принудительная
Тип привода	турбинный
Дыхательный объем	2-4000 мл
Режимы работы ИВЛ	с контролем по давлению / с контролем по объему / неинвазивный / инвазивный

Описание

Аппарат ИВЛ Mindray SV600 оснащен широким экраном 1080P с высокой четкостью, интуитивно понятным и настраиваемым интерфейсом пользователя и мощными дополнительными инструментами и модулями.

Особенности аппарата ИВЛ Mindray SV600:

- интеллектуальное решение для искусственной вентиляции легких: AMVTM + IntelliCycleTM;
- решение для экстренных случаев: CPRVTM;
- последовательный курс лечения: неинвазивная вентиляция и высокопоточная оксигенотерапия;
- двухканальный порт для измерения давления;
- инструменты защиты легких;
- широкий экран 1080P с высокой четкостью;
- встроенный неонатальный модуль с дыхательным объемом в 2 мл;
- автоматически конфигурируемые модули, в том числе SpO2 и CO2 в прямом или боковом потоке;
- дополнительная подача воздуха в аварийном режиме;
- легкое подключение к системе клинических данных через решение MindrayBeneLink или eGateway;
- осуществление ингаляции (с помощью пневматического и электронного ингалятора);
- осуществление преоксигенации;
- режим аспирации (аппарат ИВЛ запускает функцию обогащения кислородом до и после аспирации и отключает соответствующие сообщения тревоги во время аспирации);
- режим SBT (инструмент поддержки отлучения пациента от ИВЛ).