

Система компьютерной рентгенографии Classic CR

РЗН 2016/3662

цифровой, 35 000 циклов

Carestream Health Inc., США



Характеристики

Тип	цифровой
Количество циклов записи	35 000

Дополнительные характеристики

Предназначен для выполнения всех видов исследований общей рентгенографии для взрослых и детей, включая получение изображений длинномерных объектов для ортопедии, дентальные сефалометрические и панорамные исследования, а также для выполнения маммографических исследований. Экран рассчитан на 35 000 циклов записи.