

Лазерный аппарат CUTERA Xeo

ФСЗ 2009/03639

лазер, неодимовый / эрбиевый, длина волны 500 - 1800 / 1064 / 2790 нм, частота 1 / 2 / 10 / 20 Гц, IPL , длительность импульсов от 0.1 до 300 мс / от 3.5 до 90 мс / ≤1 мс

Cutera Inc., США



Характеристики

Вид	лазер
Тип лазера	неодимовый / эрбиевый
Применение	эпиляция / улучшение тонуса и текстуры кожи / терапия акне / коррекция постакне / коррекция рубцов / удаление сосудистых звездочек
Длина волны	500 - 1800 / 1064 / 2790 нм
Частота	1 / 2 / 10 / 20 Гц
Технология воздействия	IPL
Плотность энергии	3 - 300 Дж/см ² / 5 - 30 Дж/см ² / 5 - 35 Дж/см ² / 3 - 24 Дж/см ² / 5 - 65 Дж/см ² / 1.5 - 3.5 Дж/см ²
Длительность импульсов	от 0.1 до 300 мс / от 3.5 до 90 мс / ≤1 мс
Размеры пятен	3 / 5 / 7 / 10 мм / 10 × 30 мм / 6.35 мм / 10 × 15.30 мм / 6 мм мм
Насадки	Да
Размер	305×890×480 мм
Вес	61 кг

Описание

Лазерная платформа Cutera XEO - это высокотехнологичный косметологический комбайн для фото- и лазерной терапии со встроенной системой охлаждения.

С помощью лазерной системы Cutera XEO можно производить:

- **Лазерное удаление сосудов:** для лечения всех сосудистых нарушений на лице и теле. Практически не провоцирует появление синяков при удалении даже крупных сосудов.

- **Лазерное омоложение кожи:** мягкое нехирургическое лазерное омоложение кожи позволяет достигать эффективных результатов по уменьшению морщин за счет стимулирование выработки новых коллагеновых волокон, удаляет пигментные пятна и рубцы, способствует сужению кожных пор и выравниванию текстуры кожи.
- **Лазерное лечение акне (прыщей):** деликатность и неагрессивность лазерное воздействие, результаты достигаются уже через 3-5 процедур с интервалом в 2 недели.
- **Лазерное лечение любых сосудистых патологий и пигментных пятен:** технология интеллектуального пульсирующего света с программируемым спектром длины волны 3 в 1 для лечения диффузной красноты, пигментных пятен и телеангиэктазии.
- **Лазерная эпиляция:** безопасное и безболезненное лазерное удаление волос.
- **Лазерное удаление татуировок:** лазерная система Cutera XEO способна разрушать синий пигмент при выведении татуировок.