

Лазерный аппарат Cynosure Synergy

ФСЗ 2009/04157

лазер, неодимовый / на красителях, длина волны 585 / 1064 нм, частота 0 - 5 / 0 - 10 Гц, длительность импульсов от 0.5 до 30 мс / от 0.5 до 300 мс

CYNOSURE, INC., США



Характеристики

Вид	лазер
Тип лазера	неодимовый / на красителях
Применение	эпиляция / терапия акне / удаление пигментных пятен / удаление сосудистых звездочек / лечение ангиомы у взрослых и детей
Длина волны	585 / 1064 нм
Частота	0 - 5 / 0 - 10 Гц
Длительность импульсов	от 0.5 до 30 мс / от 0.5 до 300 мс
Размеры пятен	1.5 - 15 мм
Насадки	Да

Описание

Cynosure Synergy – инновационный лазерный аппарат, в котором применена инновационная технология MultiPlex для устранения сосудистых патологий. Платформа Synergy объединяет в себе лазер на красителях и неодимовый лазер, которые считаются «золотым стандартом» для устранения поверхностных и глубоких сосудистых патологий соответственно. Лазерный аппарат способен комбинировать PDL и YAG излучение в последовательном импульсе.

Преимущества

2 лазера в одном аппарате.

Использование 2-х лазеров – неодимового и лазера на красителях, позволяет более эффективно воздействовать на любые сосуды, независимо от глубины их залегания.

Эффективность процедур.

Комбинация PDL и YAG излучения в лазерном импульсе благодаря технологии MultiPlex гораздо эффективнее, чем использование каждого лазера в отдельности.

Скорость и безопасность.

Сочетание волн 2-х лазеров в одном импульсе и тонкая регулировка длины и задержки импульса с технологией MultiPlex позволяет индивидуально подбирать параметры для каждого клиента, обеспечивая его безопасность и комфорт во время процедуры и минимизируя возникновение побочных эффектов.

Гарантированный результат.

Одновременное использование преимуществ 2-х лазеров позволяет снизить мощность воздействия без потери эффективности и достичь гарантированного улучшения за меньшее количество процедур, чем на обычных одноволновых лазерах.

Cynosure Synergy предназначен для эффективного удаления:

- варикозно расширенных вен, сосудистых звездочек, диффузной красноты;
- сложных сосудистых патологий у взрослых и детей Э(гемангиомы, винные пятна, ангиомы).

Кроме того, лазерный аппарат Cynosure Synergy эффективен для:

- омоложения и уходовых процедур;
- устранения пигментации;
- лазерной эпиляции;
- лечения акне в активной стадии и застойных пятен постакне;
- терапии симптомов псориаза.