

Система модульная для артродеза коленного сустава MODULAR SYSTEM ENDO-MODEL® KNEE FUSION NAIL SK MODULAR SYSTEM

ФС № 2006/544

модульный, ревизионное эндопротезирование,
фиксация цементная / бесцементная, материал титан
/ кобальт / хром / молибден

Waldemar Link GmbH & Co. KG, Германия



Характеристики

Вид	модульный
Эндопротезирование	ревизионное
Фиксация	цементная / бесцементная
Материал	титан / кобальт / хром / молибден

Дополнительные характеристики

Артродез сустава является единственным оперативным решением для его стабилизации и сохранения конечности в случаях несостоятельности эндопротеза или остеосинтеза с потерей функциональности разгибательного аппарата. Имплантация гвоздя для артродеза Endo-Modell обеспечивает первичную стабильность, достаточную для быстрой мобилизационной нагрузки. Возможна корректировка укорочения конечности. Имплантат состоит из феморальной и тибиальной части. Части фиксируются друг с другом через специальный соединяющий элемент. Имеется цементная и бесцементная* версия имплантата. Ножки цементной версии имеют коническую форму с треугольным сечением для ротационной стабильности в цементной мантии. Феморальные штифты имеют анатомическую форму. Для корректной установки, ножки снабжены специальными централизаторами.