

Монитор пациента Philips Expression MR200 для МРТ (амагнитный)

ФСЗ 2010/08672

стационарный, LCD, цветной, сенсорный, совместим с МРТ, сигнализация

Philips, США



Характеристики

Тип	стационарный
Характеристика дисплея	LCD, цветной, сенсорный
Совместимость с МРТ	Да
Сигнализация	Да

Описание

Монитор пациента Invivo Expression MR200 предоставляет высокое качество получаемых данных и имеет дизайн, схожий с дизайном прикроватных мониторов высокого ценового сегмента предназначенных для отделения интенсивной терапии.