

Монитор пациента Philips Expression MR400 для МРТ (амагнитный)

ФСЗ 2010/08672

стационарный, LCD, цветной, сенсорный, совместим с МРТ, сигнализация

Philips, Германия



Характеристики

Тип	стационарный
Характеристика дисплея	LCD, цветной, сенсорный
Совместимость с МРТ	Да
Сигнализация	Да

Описание

Монитор Expression MR400 поможет обеспечить пациентам лучшие возможности мониторинга в условиях постоянно развивающихся моделей оказания медицинской помощи, от кабинета МРТ до прикроватного монитора.