

Дефибриллятор-монитор Corpuls 3

ФСЗ 2010/07697

дефибриллятор-монитор, автоматический,
дефибрилляция асинхронная / синхронная, импульс
бифазный, встроенный термопринтер

GS Elektromedizinische Geräte G. Stemple GmbH,
Германия



Характеристики

Тип дефибриллятора	дефибриллятор-монитор
Режим управления	автоматический
Дефибрилляция	асинхронная / синхронная
Тип импульса	бифазный
Электроды	взрослые / детские
Категория по весу	до 6 кг
Встроенный термопринтер	Да
Сигналы тревоги	Да
Управление данными	Да
НИАД	Да
ЭКГ	Да
SPO2	Да
Дисплей	8.4" цветной
Размеры	296×305×195 мм

Описание

Дефибриллятор-монитор Corpuls 3 совмещает в себе функции сразу трёх аппаратов и предназначен для измерения и мониторингирования жизненно важных функций, а также проведения дефибрилляции и кардиостимуляции у пациентов на догоспитальной и госпитальной стадиях оказания помощи.

Состоит из трёх разделяемых модулей:

- **блок пациента** – ядро прибора, обеспечивает непрерывную передачу контролируемых параметров на дисплей

- **монитор витальных функций** – центр управления и мониторинга
- **дефибриллятор** – дефибрилляция, кардиоверсия, водитель ритма

Эти блоки способны синхронизироваться по радиоканалу и могут работать как вместе, так и отдельно, а также дистанционно передавать информацию на расстоянии до 10 метров между собой.

- ☐ Возможность отображения до 6 кривых и 13 жизненно важных параметров
- ☐ Предварительный просмотр ЭКГ по 12 отведениям
- ☐ Цветной дисплей 8.4 дюйма
- ☐ Широкий принтер (106 мм) с одновременной печатью до 6 кривых

Размеры: 296×305×195 мм

Вес: 6 кг