

Станция мониторинга Dräger Infinity CentralStation Wide

ФСЗ 2010/06291

стационарный, 22", 2 шт., цветных, до 16 параметров

Drägerwerk AG & Co KGaA, Германия



Характеристики

Тип	стационарный
Дисплей	22"
Характеристика дисплея	2 шт., цветных
Отображение до	16 параметров
Размер	системный блок: 88×325×324, дисплей: 385×513×180, источник бесперебойного питания: 168×119×368 мм

Описание

Центральная станция мониторинга Dräger Infinity Central Station Wide.

Отображение графиков, числовых значений параметров и сигналов тревоги в реальном времени от 64 прикроватных и носимых мониторов Ininity: 32 на двух экранах и 32 в режиме наблюдения.

Подключение одного или двух дисплеев (511 мм/22 дюйма) с возможностью сенсорного управления, а также клавиатуры и мыши.

Поддержка новейших аппаратов искусственной вентиляции легких, анестезиологических станций и систем мониторинга пациентов компании Dräger.

Опции пользователя:

- предварительный просмотр отчета;
- дневная/ночная громкость сигналов;
- выбор звуковой схемы сигналов;
- настройка громкости каждого класса сигналов тревоги.