

Монитор пациента Dräger Infinity Delta

ФСЗ 2012/12389

мобильный / переносной / стационарный, 10.4",
цветной, до 5 параметров

Drägerwerk AG & Co KGaA, Германия



Характеристики

Тип	мобильный / переносной / стационарный
Дисплей	10.4"
Характеристика дисплея	цветной
Отображение до	5 параметров
Размер	253×365×190 мм

Описание

Универсальный модульный монитор пациента Dräger Infinity Delta.

Infinity Delta может отображать полный набор критических параметров – включая ЭКГ по 3-, 5-, 6- и 10-электродам (от 3 до 12 отведений), респирацию, анализ ST сегмента, etCO₂, BISx™, ЭЭГ, температуру различных участков тела, инвазивное и неинвазивное артериальное давление и полную аритмию. Он помогает повысить эффективность наблюдения с помощью: передовых технологий измерений параметров респираторной механики, вертикального и горизонтального курсоров навигации по полученным данным измерений, а также - калькулятора расчетов доз медикаментов.

Infinity Delta использует фирменную технологию Dräger Pick and Go®, которая позволяет использовать этот прикроватный монитор в качестве транспортного внутри клиники. Мониторы Infinity обеспечивают проводную и беспроводную связь, позволяя вести наблюдение непрерывно. Не нужен специальный транспортный монитор. Нет необходимости отсоединять кабели и датчики от пациента. Никаких пауз и пропусков в мониторинге или сборе данных. В результате, все параметры, которые отслеживались в палате, могут отслеживаться и при перевозке пациента.

Мониторы Infinity Delta могут работать в сети и свободно перемещаться от кровати пациента по больнице, не прерывая наблюдение. (Беспроводное соединение является опцией.) Информация о пациенте, собранная у его кровати и во время транспортировки, может поступать через сеть Infinity на центральную станцию Infinity CentralStation и в систему управления данными пациента Innovian® для автоматической обработки и построения диаграмм и графиков. В Infinity Delta используется новейшая карта беспроводной связи, поддерживающая протокол повышенной безопасности (WPA2) и технологию Wi-Fi (802.11g) для более высокой пропускной способности. С компанией Dräger вы получаете доступ к технологии Infinity OneNet –

инновационной общей сетевой инфраструктуре, интегрирующей системы мониторинга пациента в существующие больничные проводные и беспроводные сети и не требующей организации отдельной сети.