

Система обогрева пациента 3M 545

ФСЗ 2012/11959

одеяло, для всего тела, размеры 188×91 см,
вес 0.142 кг

3M Health Care, США



Характеристики

Вид	одеяло
Назначение	для всего тела
Используется	
Размеры	188×91 см
Вес	0.142 кг

Дополнительные характеристики

3M™ Bair Hugger™ Adult Underbody Blanket, Model 545 - матрас термостабилизирующий, взрослый, модель 545.

Матрас для взрослых пациентов и педиатрических пациентов старшего и среднего возраста.

Располагается под пациентом, обеспечивая полный доступ практически при любой локализации операционного поля. Конструктивный дизайн матраса обеспечивает равномерное распределение теплого воздуха по всей его площади и эффективное согревание пациента.

Является **одноразовым** и используется **только вместе с устройством обогрева пациентов Bair Hugger, модель 775**.

Имеет неограниченный срок годности, что позволяет сформировать запас расходных материалов на длительный срок.

Особенности:

- дренажные отверстия для оттока жидкости с поверхности матраса;
- адгезивные полоски для крепления к операционному столу;
- прозрачная пленка для дополнительного сохранения тепла;
- порт для соединения с устройством расположен в нижней части матраса.

Перед использованием необходимо ознакомиться с инструкцией или получить консультацию специалиста.