

Система обогрева пациента 3М 555 педиатрическая

ФСЗ 2012/11959

для новорожденных, размеры 91×84 см, вес 0.085 кг

3M Health Care, США



Характеристики

Назначение	для новорожденных
Используется	
Размеры	91×84 см
Вес	0.085 кг

Дополнительные характеристики

3M™ Bair Hugger™ Pediatric Underbody Blanket, Model 555 - термостабилизирующий матрас стандартный детский, модель 555.

Детский термостабилизирующий матрас Bair Hugger™ согреет даже самого маленького пациента и позволит врачу получить необходимый доступ к пациенту.

Особенности:

- уникальные дренажные отверстия сводят к минимуму скопление жидкостей на поверхности матраса;
- адгезивные полоски и подгибаемые полы матраса позволяют надежно зафиксировать его на операционном столе;
- порты для присоединения шланга для подачи воздуха расположены с обоих концов матраса, что позволяет выбрать удобное положение для шланга;
- две прозрачные пластиковые пленки (в комплекте) помогают сформировать «шатер» из теплого воздуха вокруг заинтубированного пациента.

Технические характеристики:

Размер: 91 × 84 см.

Вес: 85 г.

Пленка: 61 × 61 см.