

Система обогрева пациента 3М 575 для спинальной хирургии

ФСЗ 2012/11959

для всего тела, размеры 188×91 см, вес 0.142 кг

3M Health Care, США



Характеристики

Назначение	для всего тела
Используется	
Размеры	188×91 см
Вес	0.142 кг

Дополнительные характеристики

3М™ Bair Hugger™ Spinal Underbody Blanket, Model 575 - матрас термостабилизирующий для спинальной хирургии.

Уникальная конструкция матраса Bair Hugger™ для спинальной хирургии позволяет размещать его в открытой раме специализированного операционного стола для спинальной хирургии, не мешая размещению опорных подушек. Врачи оценят возможность полного обзора и беспрепятственного доступа для проведения операции.

Особенности:

- прорези по бокам матраса позволяют конструкциям рамы стола пройти сквозь матрас;
- съемная головная секция матраса позволяет видеть лицо пациента на протяжении операции;
- встроенные привязные полосы позволяют зафиксировать матрас на раме стола;
- конструкция матраса такова, что его можно разложить около пациента в уже надутом состоянии;
- совместимость с подпорками и ремнями для фиксации ног, рамами Wilson® и различными конструкциями операционного стола для поддержки головы;
- одна прозрачная пластиковая пленка (в комплекте) удерживает теплый воздух у головы заинтубированного пациента.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость.

Перед использованием необходимо ознакомиться с инструкцией или получить консультацию специалиста.