

Система обогрева пациента 3M 635

ФСЗ 2012/11959

одеяло, для всего тела, размеры 221×91 см,
вес 0.198 кг

3M Health Care, США



Характеристики

Вид	одеяло
Назначение	для всего тела
Используется	
Размеры	221×91 см
Вес	0.198 кг

Дополнительные характеристики

3M™ Bair Hugger™ Full Access Underbody Blanket, Model 635 - матрас термостабилизирующий с полным хирургическим доступом, модель 635.

Матрас для взрослых пациентов и педиатрических пациентов старшего и среднего возраста.

Располагается под пациентом, обеспечивая полный доступ практически при любой локализации операционного поля. Конструктивный дизайн матраса обеспечивает равномерное распределение теплого воздуха по всей его площади и эффективное согревание пациента.

Является **одноразовым** и используется **только вместе с устройством обогрева пациентов Bair Hugger, модель 775**.

Имеет неограниченный срок годности, что позволяет сформировать запас расходных материалов на длительный срок.

Особенности:

- дренажные отверстия для оттока жидкости с поверхности матраса;
- перфорации в боковых участках для удобного размещения рук пациента в различных положениях;
- адгезивные полоски для крепления к операционному столу;
- прозрачная пленка для дополнительного сохранения тепла;
- два порта для соединения с устройством - в нижней и верхней части.

Перед использованием необходимо ознакомиться с инструкцией или получить консультацию специалиста.