

Аппарат ИВЛ Philips BiPAP A40

РЗН 2013/31

портативный, для детей / для взрослых, тип
вентиляции вспомогательная / принудительная /
принудительно-вспомогательная

Philips, США



Характеристики

Тип аппарата	портативный
Возраст пациента	для детей / для взрослых
Тип вентиляции	вспомогательная / принудительная / принудительно-вспомогательная
Дыхательный объем	200-1500 мл
Режимы работы ИВЛ	с контролем по давлению / с контролем по объему
Размер	216 × 190 × 115 мм
Вес	2.1 кг

Описание

Аппарат ИВЛ Philips BiPAP A40 обеспечивает персонализированную настройку параметров вентиляции с учетом особенностей пациентов. Аппарат предназначен для лечения пациентов с хронической дыхательной недостаточностью, ХОБЛ, нервно-мышечными заболеваниями, синдромом гиповентиляции у больных ожирением и обеспечивает вентиляцию легких с поддержкой давления.

Особенности аппарата ИВЛ Philips BiPAP A40:

- наличие функции Auto-Trak - чувствительного алгоритма триггирования;
- наличие функции AVAPS (комбинированной вентиляции с поддержкой давлением гарантированного среднего объема);
- наличие технологии Dry Box - исключения риска протекания увлажнителя;
- режим AVAPS-AE позволяет упростить процедуру титрации, обеспечивает комфортные условия для пациентов и позволяет разработать оптимальную схему терапии;
- благодаря специально разработанному батарейному модулю аппарат обеспечивает пациентам автономную респираторную поддержку в течение длительного времени;
- возможность подключения к полисомнографической системе;
- аппарат совместим с программами по управлению данными пациентов EncorePro и DirectView;
- возможность подключения к модулю оксиметрии;
- простота в использовании благодаря интуитивно понятному пользовательскому интерфейсу;

- наличие встроенного увлажнителя с подогревом;
- возможность длительной автономной респираторной поддержки благодаря наличию съемной батареи.