

Система радиовизиографии цифровая XIOS XG Select

РЗН 2016/3736

радиовизиограф, интраоральная рентгенография,
цифровой

Sirona Dental Systems Foshan Co. Ltd., США



Характеристики

Тип	радиовизиограф
Назначение	интраоральная рентгенография
Тип изображения	цифровой

Описание

Сенсоры XIOS XG Select — это новая модель интраоральных сенсоров Sirona, характеризующаяся наибольшей экономической выгодой. Сменный кабель, который можно легко заменить в условиях вашей стоматологической клиники, гарантирует высокий срок службы продукта и, таким образом, является чрезвычайно экономичным решением для современных интраоральных рентгеновских систем. Данный сенсор доступен с опциональным WiFi-модулем, гарантирующим оптимальный рабочий процесс с беспроводной передачей изображений.

- WiFi-опция для беспроводной передачи изображений;
- возможность замены DIY-кабеля;
- сенсоры трех размеров, быстрая смена размера сенсора.
- новейшая RFID-технология для надежного отображения данных (опция).

Стабильно высокое качество изображений

В отличие от плат памяти, цифровой сенсор XIOS XG Select обеспечивает стабильно высокое качество изображений без риска механических повреждений и гарантирует быструю и надежную диагностику при низкой дозе облучения.

- технология CMOS-APS (активный пиксельный сенсор);
- размер пикселя: 15 мкм.