

## Панорамный рентген MyRay Hyperion X5

РЗН 2018/7866

томограф (3D), 3D томография / панорамная съемка, цифровой

Cefla s.c., Италия



### Характеристики

---

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип             | томограф (3D)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Назначение      | 3D томография / панорамная съемка                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Тип изображения | цифровой                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Программы       | <ul style="list-style-type: none"><li>- postero-anterior</li><li>- antero-posterior</li><li>- latero-lateral</li><li>- submentium-vertex с автоматической детекцией точки, а также автоматической адаптацией экспоненты для обеспечения наилучшего отображения мягких тканей и профиля лица пациента</li></ul> |

### Описание

---

Томограф Hyperion, (в комплектации X5 3D) представляет собой универсальную систему с функциями полноценного панорамного рентгена и конусно-лучевой (3D) компьютерной томографии.

- Оснащен микропроцессором с персонализированным лазерным сканированием позиции.
- Искусственный интеллект.
- Время проведения сканирования не более 9 секунд.
- ПО с неограниченной сетевой лицензией.
- Возможность работы через Ethernet либо SDcard.
- Автоматическое определение верхнечелюстной точки.
- Автоматическая подстройка параметров экспозиции.
- Платформа, адаптированная для инвалидных колясок.