

Система родовспоможения Kiwi OmniCup VAC-6000MT

ФСЗ 2010/08383

при естественных родах, максимальное разрежение
620 мм. рт. ст., индикатор силы тракции

Clinical Innovations LLC, США



Харктеристики


Родовспоможение	при естественных родах
Максимальное разрежение	620 мм. рт. ст.
Индикатор силы тракции	Да

Дополнительные характеристики

Вакуумная система родовспоможения Kiwi – это одноразовое устройство для вакуумной экстракции плода, разработанное для полностью самостоятельного приема родов акушером без помощи ассистента.

Kiwi OmniCup VAC-6000MT – система родовспоможения Kiwi с жесткой универсальной чашечкой и индикатором силы тракций, разработанная для всех положений плода, включая асинклитическое вставление и поперечное положение стреловидного шва.

Состав устройства



1. PalmPump: ручной насос с индикатором и клапаном сброса разрежения.
2. Индикатор силы тракций.
3. Тракционная трубка.
4. Чашечка Kiwi Omni Cup MT.

Преимущества системы родовспоможения Kiwi OmniCup с индикатором тракций

- Системы одноразовые, что обеспечивает удобство в применении и инфекционную безопасность.
- Системы в любой момент подготовлены для использования и не требуют подготовки и электроэнергии.
- Универсальная чашечка для любых предлежаний отличается малой глубиной и снабжена рукояткой для удобного введения. Такая конструкция помогает правильно установить чашечку при аномальных

предлежаниях, например, при заднем виде затылочного предлежания.

- Индикатор силы тракции позволяет обеспечить визуальный контроль силы, прилагаемой врачом во время тракции.
- Индикатор разрежения имеет цифровую и цветовую градуировки для визуального контроля за степенью создаваемого разрежения.

Технические характеристики:

- точность вакуумметра: в пределах $\pm 10\%$;
- точность индикатора силы тракций: в пределах $\pm 15\%$;
- максимально допустимое разрежение: 620 мм рт. ст.;
- максимально допустимое усилие тракции: 14 кг / 30 фунтов.