

Система родовспоможения Kiwi Omni-C Cup VAC-6000C

ФСЗ 2010/08383

при кесаревом сечении, максимальное разрежение
620 мм. рт. ст.

Clinical Innovations LLC, США



Харктеристики

Родовспоможение	при кесаревом сечении
Максимальное разрежение	620 мм. рт. ст.

Дополнительные характеристики

Вакуумная система родовспоможения Kiwi – это одноразовое устройство для вакуумной экстракции плода, разработанное для полностью самостоятельного приема родов акушером без помощи ассистента.

Kiwi Omni-C Cup VAC-6000C – система родовспоможения Kiwi с чашечкой, разработанной специально для использования во время кесарева сечения в условиях ограниченного пространства брюшной полости.

Состав устройства

1. PalmPump: ручной насос с индикатором и клапаном сброса разрежения.
2. Тракционная трубка.
3. Чашечка Kiwi Omni-C Cup.

Преимущества системы родовспоможения Kiwi Omni-C Cup

- Системы одноразовые, что обеспечивает удобство в применении и инфекционную безопасность.
- Системы в любой момент подготовлены для использования и не требуют подготовки и электроэнергии.
- Чашечка отличается малой глубиной для удобства введения и возможностью маневрирования. Она также имеет выемки для пальцев, которые обеспечивают удобство ввода и правильное размещение чашечки на проводной точке головки плода.
- Индикатор разрежения имеет цифровую и цветовую градуировки для визуального контроля за степенью создаваемого разрежения.

Технические характеристики:

- точность вакуумметра: в пределах $\pm 10\%$;
- точность индикатора силы тракций: в пределах $\pm 15\%$;
- максимально допустимое разрежение: 620 мм рт. ст.;
- максимально допустимое усилие тракции: 14 кг / 30 фунтов.