

Система родовспоможения Kiwi ProCup VAC-6000S

ФСЗ 2010/08383

при естественных родах, максимальное разрежение
620 мм. рт. ст.

Clinical Innovations LLC, США



Характеристики


Родовспоможение	при естественных родах
Максимальное разрежение	620 мм. рт. ст.

Дополнительные характеристики

Вакуумная система родовспоможения Kiwi – это одноразовое устройство для вакуумной экстракции плода, разработанное для полностью самостоятельного приема родов акушером без помощи ассистента.

Kiwi ProCup VAC-6000S – система родовспоможения Kiwi с чашечкой, предназначенной для использования при низком положении головки плода и переднем виде затылочных предлежаний, а также выходных предлежаниях плода.

Состав устройства



1. PalmPump: ручной насос с индикатором и клапаном сброса разрежения.
2. Тракционная трубка.
3. Чашечка Kiwi ProCup.

Преимущества системы родовспоможения Kiwi ProCup

- Системы одноразовые, что обеспечивает удобство в применении и инфекционную безопасность.
- Системы в любой момент подготовлены для использования и не требуют подготовки и электроэнергии.
- Мягкая и гибкая чашечка охватывает головку плода и присасывается к ней, что значительно увеличивает площадь контакта и удержание за счет разрежения и тем самым уменьшает родовую опухоль.

- Индикатор разрежения имеет цифровую и цветовую градуировки для визуального контроля за степенью создаваемого разрежения.

Технические характеристики:

- точность вакуумметра: в пределах $\pm 10\%$;
- точность индикатора силы тракций: в пределах $\pm 15\%$;
- максимально допустимое разрежение: 620 мм рт. ст.;
- максимально допустимое усилие тракции: 14 кг / 30 фунтов.