

Трансфузионная система SFM

ФСЗ 2009/05589

трансинфузионная система, гравитационная, шип
пластиковый, длина 150 см, фильтр 200 мкм

SFM Hospital Products GmbH, Германия



Характеристики

Тип	трансинфузионная система
Инфузия	гравитационная
Шип	пластиковый
Длина	150 см
Фильтр	200 мкм

Дополнительные характеристики

Трансфузионная система SFM для переливания консервированной крови, компонентов крови, кровезаменителей и т.п. из флаконов и мягких пакетов в вену пациента.

Состав системы:

- игла из пластмассы с интегрированным впуском воздуха и фильтром
- гибкий шланг длиной 150 см
- регулятор расхода
- прозрачная капельная камера с фильтром для крови и кровезаменителей (20 капель = 1 ± 0.1 мл)
- латексная вставка для впрыскивания во время инфузии

Игла: 18G×1½ (1.2×40 мм)

Фильтр: 200 μм (0.2 мм)