

Система трансфузионно-инфузионная ФреБор УМС-1-1

ФСЗ 2008/01983

трансинфузионная система, гравитационная, шип
пластиковый, длина 150 см, фильтр 175 мкм

ФреБор ПУП, Беларусь



Характеристики

Тип	трансинфузионная система
Инфузия	гравитационная
Шип	пластиковый
Длина	150 см
Фильтр	175 мкм

Дополнительные характеристики

Система трансфузионно-инфузионная УМС-1-1 – универсальная медицинская трансфузионно-инфузионная система однократного применения. Предназначена для внутривенного введения крови и ее компонентов, кровезаменителей, растворов и других трансфузионных сред из стеклянных и полимерных емкостей с одновременным введением разрешенных к внутривенному применению лекарственных препаратов.

Длина: 1480 мм

Фильтр жидкости: 175 мкм

Гидрофобный воздушный фильтр: 3 мкм

Капельная камера: 20 капель = 1.0 ± 0.1 мл дист. воды (при скорости 50 капель в минуту)

Инъекционная игла: 0.8 мм или 1.2 мм

Характеристики:

- Основные элементы системы УМС-1-1 – трубка и камера капельная изготовлены из медицинского поливинилхлорида без содержания фталатов (DEHP / DOP Free).
- Конструкция полимерной иглы позволяет подключать систему как к жестким стеклянным / полимерным емкостям, так и к мягким полимерным контейнерам.
- Воздушный канал полимерной иглы оборудован гидрофобной мембраной.
- Полужесткая прозрачная капельная камера позволяет визуализировать процесс каплепадения.
- Конусообразный фильтр, установленный в камере капельной системы, обеспечивает удаление микрочастиц размером более 175 микрон с коэффициентом фильтрации не менее 80% при переливании не менее 1 л консервированной крови 10-14-дневного срока хранения
- Роликовый зажим (56 мм) позволяет вводить растворы с заданной скоростью от капельного до струйного истечения.
- Муфта инъекционная предназначена для ввода дополнительных инъекций.

- Допускаются различные исполнения узла инъекционного, например: муфта инъекционная, Y-порт и т.д.