

Система цифровая интраоральной радиографии Fona CDR Elite

ФСЗ 2012/12484

радиовизиограф, интраоральная рентгенография,
цифровой

Sirona Dental Systems Foshan Co. Ltd., США



Характеристики

Тип	радиовизиограф
Назначение	интраоральная рентгенография
Тип изображения	цифровой

Описание

Оцените преимущества простоты и удобства уникальной технологии легкосъёмного кабеля датчика для всех 3 размеров датчика, обеспечивающей безопасность ваших инвестиций.

Технология CMOS APS (активно-пиксельные датчики) CDRelite обеспечивает четкие изображения с низким уровнем шума и высоким разрешением, на которых можно различить даже мельчайшие детали для удовлетворения ваших потребностей в повседневной точной диагностике.

CDRelite разработан для возможности более эффективной работы, качественные снимки станут средством современного ухода. ваши пациенты подвергаются минимальному уровню облучения и высоко оценят получение рентгенографических снимков и постановку диагноза за один визит.

CDRelite разработана компанией № 1 по качеству изображения в области интраоральной рентгенологии «ЩИК». CDRelite был разработан с входом на основе пожеланий крупнейших мировых заказчиков в области цифровой интраоральной рентгенологии для удовлетворения ваших потребностей. Результат – простой в использовании долговечный продукт с высоким качеством изображения.